



Lumage ontwierp een bijzonder bewaardoosje voor melktandjes.

De tandjes kunnen op een educatieve en decoratieve wijze worden ingestoken in een pasta en wel op een met het gebit corresponderende plaats.

In het midden van deze Box kan een ronde pasfoto van de kleine geplaatst worden.

De FirstTeethBox kan rechtop neergezet worden of met een schroef of spijker aan de wand gehangen.

Het bijgeleverde logboekje bevat wetenswaardigheden over het melkgebit. Ook kan hierin het wisselen van de melktanden worden bijgehouden.

Voor meer informatie of bestellen
www.lumage.com
Of bel 015 2141015
(Dagelijks tot 22 uur)



Perfect cadeau bij het eerste bise tandje
Educatief en decoratief
Actueel van 5 tot 12 jaar

Lijst voor de FirstTeethBox hangend



Printen

Download dit pdf-bestand (Adobe Acrobat benodigd).
Print dit uit op een A4-vel (aanbevolen: hoger gramsgewicht, bijvoorbeeld 160 grs.)

Knippen

Knip of snijd de cirkel uit.
Knip of snijd de contouren van fee en wolk uit.

Monteren

Verwijder het transparante achterdeksel van de FirstTeethBox.
Plaats het ronde gat over het gekleurde frame.
Draai de lijst in de juiste stand.
Plaats het achterdeksel weer terug op het frame.
Hang FirstTeethBox + Lijst op aan de wand.
Veel plezier!